

מכשיר אינהלציה נייד

החדשנות שבנשימה

פתרון אינהלציה שקט, נייד
ומתקדם לכל המשפחה.




חופש לנשום בכל מקום



נייד וקל משקל

עיצוב קומפקטי הנכנס
לכל תיק.



שקט במיוחד

פעולה חרישית המאפשרת
שימוש דיסקרטי.




סוללה נטענת

ללא צורך בחיבור לקיר או
החלפת סוללות.

שקט מופתי

< 50dB(A)



המכשיר פועל בעוצמת רעש מינימלית, הנמוכה משיחה רגילה.
אידיאלי לשימוש בזמן מנוחה או אפילו בזמן השינה של הילדים.

עוצמה שהולכת איתך




סוללת ליתיום מובנית - חזקה
ואמינה לשימוש ממושך.



טעינת USB Type-C - טעינה מהירה
ונוחה, בדיוק כמו הסמארטפון שלך.



שליטה חכמה ומדויקת

צג דיגיטלי ברור: מציג את מצב
הסוללה, הלחץ וזמן הטיפול. 

טיימר אוטומטי: אפשרות
בחירה ביחידות בין 10 ל-20
דקות טיפול. 

מתאים לכל גיל

הערכה מגיעה עם מגוון אביזרים להתאמה אישית מקסימלית:



מסכה למבוגרים



מסכה לילדים



פיה

פשוט לשימוש ב-3 שלבים



1. מילוי

פתיחת המכסה ומילוי התרופה בכוסית.



2. חיבור

בחירת המסכה המתאימה וחיבורה למכשיר.



3. הפעלה

לחיצה על כפתור ההפעלה לתחילת הטיפול.



ניקוי עצמי חכם

מצב ניקוי ייעודי המונע סתימות ברשת המכשיר ושומר על היגיינה מקסימלית לאורך זמן.

הוסף מי ברז והפעל את מצב הניקוי לאחר כל שימוש.

מפרט טכני מלא

מאפיין	ערך
דגם	MY-136B
קצב אינהלציה	$\geq 0.2 \text{ mL/min}$
גודל חלקיק	$\text{MMAD} < 5 \mu\text{m}$
תדר רטט	$110 \text{ KHz} \pm 10 \text{ kHz}$
רעש	$\leq 50 \text{ dB(A)}$
טמפרטורת נוזל	$\leq 50^\circ\text{C}$
קיבולת	Max 10ml
מקור כוח	סוללת ליתיום נטענת DC 5V



מכשיר אינהלציה נייד

הבריאות שלך, בידיים שלך.