

מיטת אשפוז מתקפלת SMiha

תקן בטיחות אירופי | פיתוח וייצור ישראלי | עיצוב ביתי | תנועה שקטה



חויית טיפול מלאה בבית



4 מנועים שקטים (Ti-Motion)

טכנולוגיית הנעה מתקדמת לפעולה חלקה ושקטה במיוחד.



עיצוב Home-Style

מראה אסתטי המשתלב בטבעיות בחדר השינה.



תקינה רפואית

עומד בתקני CE/ISO לבטיחות ואיכות ללא פשרות.

התאמה אישית של מנח השכיבה



הרמת גב (0-75°): תמיכה מלאה לישיבה, אכילה ושיפור הנשימה.



הרמת רגליים (0-30°): לשיפור זרימת הדם ומניעת החלקה.



Auto-Contour: כיוון מסונכרן לנוחות אופטימלית ומניעת כוחות גזירה.

מנחים רפואיים מתקדמים

טרנדלנבורג (Trendelenburg 0-11°)
סיוע בהחזר ורידי ובמצבי חירום רפואיים.



טרנדלנבורג הפוך (Reverse Trendelenburg 0-11°)
הקלה במצבי גודש נשימתי ורפלוקס,
ונוחות בקריאה וצפייה בטלוויזיה.



בטיחות וניידות



מעקות צד מתקפלים: מעקות באורך מלא להגנה מירבית, המתקפלים בקלות לגובה המזרן לכניסה ויציאה נוחה.



גלגלים עם מעצורים: ניידות קלה מעצתה, ניידות בתוך החדר עם מערכת נעילה לכל גלגל ליציבות מוחלטת.

המזרן: תמיכה אורתופדית מושלמת

מזרן איכותי המותאם במיוחד למיטות
סיעודיות.


- גמישות המאפשרת התאמה
למנחי המיטה השונים (הרמת גב
ורגליים).
- כיסוי עמיד וקל לניקוי.






שולחן מתכוונן: איכות חיים יומימית

- שולחן צד אינטגרלי (אופציונלי) לאכילה, קריאה ושימוש במחשב/טאבלט.
- מתכוונן בגובה ובזווית לנוחות מקסימלית.
- נייד וקל להסרה בעת הצורך.





מפרט טכני

126 ק"ג (166 ק"ג ללא מזרון)	עומס מירבי
2177 מ"מ (אורך) x 1100 מ"מ (רוחב)	מידות משטח
4 מנועי Ti-Motion איכותיים	מנועים
200 מ"מ - 500 מ"מ	טווח גובה
גב (0-75°), ברכיים (0-30°), טרנדלנבורג (0-11°)	זוויות

חיסכון במקום

מיטת בית חולים ארגונומית זו הופכת בקלות ממצב שטוח למצב קומפקטי, מה שהופך אותה לאידיאלית הן למתקני רפואה והן לבתים פרטיים



בבתי חולים ובמרפאות, היא מסייעת לחסוך מקום בחדרים קטנים, בעוד שבבית, העיצוב המתקפל שלה מאפשר גם שימוש יעיל בחלל תוך שמירה על נוחות ונוחות בחיי היומיום



איכות ואמינות ללא פשרות

מנועים איכותיים

המיטה מצוידת במערכת הנעה חשמלית מבית Ti-Motion, יצרן מוביל ומוכר בעולם, המבטיחה פעולה שקטה, חלקה ואמינה לאורך שנים.



עמידה בתקנים בינלאומיים

המיטה עומדת בתקני האיכות והבטיחות המחמירים ביותר, לרבות ISO 13485 ו-CE, המבטיחים מוצר בטוח ומתאים לשימוש רפואי.



S-Medic: השותפים שלכם לבריאות ואיכות חיים.



SMedic
קליק לבריאות

**השותפים שלכם
לבריאות ואיכות חיים**

+972-3-9099001
info@s-medic.co.il
www.s-medic.co.il